

Trådløst Nødkald Type 2 - 4 - 6



Vejledning



Tilslutning

Når du modtager et Trådløst Nødkald, sættes stikket fra strømforsyningen i kontrolboksen, og derefter i stikkontakten.

Type 4

0/1 kontakten tilsluttes kablet for 0/1 kontakt, som tilsluttes kontrolboksen.

Type 2 – 6

Tilslut 0/1 kontakten til senderen.

Type 2 - 4 - 6

Tænd for det Trådløse Nødkald, og tænd derefter for modtager/sendere.

Efter ca. 20 sek. er det Trådløse Nødkald klar til brug. Lav en test ved at aktivere 0/1 kontakten eller test knappen som sidder på kontrolboksen.

Når nødkaldet aktiveres lyser den gule diode på modtageren og den røde dioden på kontrolboksen, samtidigt lyder en alarm fra kontrolboksen.

Rækkevide

Mellem brugeren (mobil sender) og kontrolboks er op til 30m

Mellem hjælper (mobil modtager) og kontrolboks er op til 600m

Rækkeviden er angivet for optimale forhold men kan variere alt efter omgivelserne.



Vi anbefaler at man funktionstester det trådløse kald mindst 2 gange i døgnet.



Trådløst Nødkald Type 2 - 4 - 6



Vejledning

Type 4 - 6

Betjening af modtager



Tænd/sluk/reset knappen er på siden af modtageren.

Indstilling

Øverste position: On + Lyd og lys
Mellemste position: On + Vibration og lys
Nederste position: Off

Et tryk på knappen

Visning af sidste alarm, samt 2. tryk reset af alarm.

Modtager tændes

Når modtageren tændes vises 3 røde blink.

Sker der ikke mere er modtageren i standard mode

Viser rød og grøn blink er modtageren i "out of range" mode.
(Det Trådløse Nødkald leveres i "out of range" mode.)

Nødkald modtages

Når der modtages et nødkald, lyser den gule lampe, samt en lyd eller vibrator i 8 sek.

Efter de 8 sek., giver modtageren en kort indikation med den røde lampe samt lyd, her 8 sek., indtil reset knappen aktiveres første gang.

Ved 2. tryk resettes modtageren.

Lavt batteriniveau

2 grønne blink indikerer lavt batteriniveau.
Udskift batteriet.

Batteri type

LR6 eller AA



Batteriet udskiftes minimum hvert 6. måned.



Trådløst Nødkald Type 2 - 4 - 6



Vejledning

Out of range

Funktionen "out of range" fortæller at den mobile modtager er uden for kontrolboksens rækkevide.

"Out of range" testes automatisk hver 3 min. for at tjekke om der er forbindelse mellem kontrolboksen og de mobile modtagere.

Hvis der ikke er forbindelse, vil den røde og grønne lampe på modtageren blinke, og der lyder en alarm.

Hvis dette sker, gå da ind til kontrolboksen og sluk og tænd kontrolboksen igen. Lav herefter en funktions test af det Trådløse Nødkald.

Tilslutning og parring af en ekstra eller en ny mobil modtager

1. Hold tænd/sluk knappen på modtageren inde, mens modtageren tændes. 3 røde blink samt lyd eller vibrator fremkommer. Derefter blinker modtageren hurtigt i 5 sek.
2. Når modtageren blinker hurtigt, slippes reset knappen.
3. Tryk 3 gange på reset knappen, inden for de 5 sek. hvor modtageren blinker hurtigt.
4. Modtageren lyser nu konstant rød
5. Inden for 10 sekunder skal det Trådløse Nødkald aktiveres enten via test knappen eller via en 0/1 kontakt.
6. Lykkedes parringen, lyser modtageren gul, ellers kommer der en grøn alarm for fejl.

Indstilling af mode

Den mobile modtager kan indstilles til Standard mode eller til "out of range" mode.

Tænd modtager og hold tænd/sluk knappen nede samtidig, 3 røde blink vises. Derefter blinkes hurtigere rødt. Tryk 3 gange på reset. Rødt lys konstant, vent ca. 10 sek., til grønt lys tændes og slukkes igen, nu blinkes der hurtigt rødt igen.

Tryk 3 gange, og modtageren viser nuværende tilstand.

Standard: Ingen lys

Out of range: Grønt og rødt lys.

Gentag proceduren for at ændre mode.

Det trådløse kald leves indstillet til "out of range" mode



Trådløst Nødkald Type 2 - 4 - 6



Vejledning

Quick guide

2 grønne blink:

Lavt batteri niveau – Udskift batteri i modtager

Gul blink

Alarm

Rød blink og bip

Tryk på knappen, se sidste alarm tryk igen for nulstil.

Rød og grøn blink

Du er for langt væk!

Gå hen til kontrolboksen, sluk kontrolboksen, sluk for de mobile modtagere, tænd igen og lav en funktions kontrol af det Trådløse Nødkald.

