



JYSK HANDI

hjælpemidler til børn og voksne siden 1990

Hjælpemidler til

Rev. 03 September 2017
TD 09.05

ALS & Rygmarvsskadede





VELKOMMEN

til Jysk Handi´s verden af hjælpemidler til personer med diagnosen **ALS** (Amyotrofisk Lateral Sklerose), rygmarvsskadede og lignende diagnose og symptomgrupper.



ALS og Sklerose er ikke det samme

Mange tror fejlagtigt, at diagnosen ALS – Amyotrofisk Lateral Sklerose – er det samme som sklerose formentlig på grund af navnet. Men der er tale om to forskellige sygdomme, der har meget forskellige symptomer og forløb.

ALS er en nervesygdom – også kaldet en motorneuron sygdom, som giver lammelser, der forværres over tid. Mange med ALS udvikler også en form for demens med adfærdsændringer.

Jysk Handi har igennem mange år udviklet specialløsninger og standard produkter til personer med tab af førligheden og lammelser som ALS patienterne og andre med sjældne handicap.

I denne brochure finder du vores produktprogram der henvender sig til personer med ALS samt rygmarvsskadede.

Det er vigtigt at bestræbe sig på, at være 2 skridt foran sygdommen, så de rigtige hjælpemidler er til rådighed når ALS patienten gennemgår sygdommens forskellige faser.



Trådløst Nødkald Type 2	4
Trådløst Nødkald Type 4	5
Trådløst Nødkald Type 6	6
Optisk kontakt	7
Flexarm med kontakt	8
Flexarm med kontakt på gulvstativ	9
Favner /Nakkepude.....	10
Dobbelt Y	11
Nakkestøtte, elektrisk vandret	12
Computerarm Type 4	14
Computerarm Type 8	16
Mobilstander	18
LX Arm Bordmodel	19

Denne brochures hjælpemidler henvender sig til personer med ALS, Rygmarvsskade, hjerneskade og lignende, som har brug for særlige hjælpemidler.

**Vi har fokus på ALS og
Rygmarvsskadede**

Trådløst Nødkald Type 2



Trådløst Nødkald Type 2

anvendes i de situationer, hvor brugeren opholder sig på et sygehus, plejecenter eller i hjemmet med fast personale.

Brugeren kan ligge i sengen eller sidde i en stol og tilkalde personalet når behovet opstår. Der findes forskellige løsninger i forhold til den kontakt, som brugeren udløser alarmen med.

Modtagerboksen kræver fast tilslutning til strøm.

Trådløst Nødkald Type 2 består af en mobil sender og en fast modtager.

Rækkevidde mellem sender og modtager op til 25 m

Den faste modtager, kan være placeret i f.eks. en vagtstue. Alarmen afgiver en hyletone ved aktivering.



Varenr.: 48 20 00 / **HMI.nr.:** 085118

Trådløst Nødkald Type 4



Trådløst Nødkald Type 4

giver både plejepersonale og brugeren mulighed for, at kunne færdes frit både ude og inde.

Rækkevidde mellem sender og modtager op til 600 m afhængig af omgivelserne.



Modtageren giver alarm med lyd- og eller vibration samt blinkende lys.



Sender kan monteres enten på kørestol eller placeres i et rum.



Trådløst Nødkald Type 4 består af 2 mobile modtagere (en fungerer som reserve) samt en sender der kan forsynes med 24 v fra kørestol eller 220 v via en stikkontakt.



Varenr.: 48 40 00 / **HMI.nr.:** 085119

Trådløst Nødkald Type 6



Trådløst Nødkald Type 6

er en kombination af type 2 og 4.
Denne løsning giver brugeren og plejepersonale de optimale betingelser i forhold til placering og mobilitet af nødkaldet.



Rækkevidde mellem sender og modtager fra 30 - 600 m afhængig af omgivelserne.



Flytbar



Trådløst Nødkald Type 6

består af 2 mobile modtagere (en fungerer som reserve), 1 mobil sendere samt en kontrolboks der kan forsynes med 24 v fra kørestol, et batteriback-up eller 220 v via en stikkontakt.

Modtageren giver alarm med lyd- og eller vibration samt blinkende lys.



Varenr.: 48 60 00 / HMI.nr.: 106316



Den optiske kontakt kan aktiveres med "et løftet øjenbryn"



Varenr.: 40 00 00 Optisk kontakt /**HMI.nr.:** 70 306

Varenr.: 40 00 10 Optisk kontakt m/ superclamp

Den optiske kontakt aktiveres berøringsfrit og derved uden brug af fysisk kraft.

Meget velegnet til brugere med ALS og andre brugere med meget nedsat motorisk funktion.

Anvendes som 0/1 kontakt til computere eller andre kontaktfunktioner.

Flexarmen kan monteres på en superclamp, som vist på foto.

Flexarm med kontakt



Flexarm med kindkontakt. Solid og stabil flexarm som tilpasses uden brug af værktøj.

Superclamp med solid justergreb kan fastgøres på rør, bordkant og seng.

Med andre beslag kan den monteres på en kørestol.



Her er der koblet et Trådløst Nødkald på Flexarmen med kindkontakt.

		Flexarm 500mm		Flexarm 600mm	
Holder	Kontakt vinkel	Vare nr.:	HMI-nr.:	Vare nr.:	HMI-nr.:
Flexarm på Superclamp	0°	21 62 50	64 033	21 62 60	64 035
Indvendigt kabel	70°	21 62 57	64 034	21 62 67	64 036
Flexarm på Skrue-tvinge	0°	21 61 50	64 350	21 61 60	64 355
Løst kabel	70°	21 61 57	64 351	21 61 67	64 357

Flexarm m/kontakt på gulvstativ



Flexarm med kontakt på gulvstativ giver mulighed for placering ved sengen, stolen m.m. efter behov.

NYHED



Kindkontakt

Varenr.: 21 66 60



Optisk kontakt



Pust/sug



Kontaktunderlag

Der er mulighed for flere forskellige typer af kontakter, f.eks. Optisk kontakt, pust/sug kontakt, kontaktunderlag og kindkontakt.

Favneren/Nakkepude



I siddende og liggende stilling sørger Favneren for, at brugeren kan slappe af i begge arme fra nakke til fingerspidser uden at armene falder ud til siden.

Den behagelige fornemmelse som man får i "omfavnelsen" gør, at brugeren kan slappe af og føle sig tryk.

Str. S Varenr.: 38 01 21 / **HMI.nr.:** 69025

Str. M Varenr.: 38 02 21 / **HMI.nr.:** 65030

Str. L Varenr.: 38 03 21 / **HMI.nr.:** 69026



Varenr.: 38 09 10

Nakkepuden sidder tæt ind til halsen hele vejen rundt. Den støtter og stabiliserer hoved- og nakkeregion i halvt siddende stilling. Puden er formbar og fyldet kan således presses derhen, hvor der er mest behov for det.

Betrækket kan bestilles med lukning med gribebånd, som gør at puden kan lukkes helt tæt ind til halsen.

Dobbelt Y



NYHED



Dobbelt Y med spejl




Varenr.: 20 20 25 / **HMI.nr.:** 102560

Dobbelt Y og Dobbelt Y med spejl er beregnet til, at adskille lårene, så brugeren kan kateterisere sig selv, sørge for intimpløje eller toiletbesøg. Tilsvarende kan plejepersonale bruge Dobbelt Y som hjælpemiddel.

Dobbelt Y kan reguleres efter det er placeret mellem lårene.



Fås i 2 størrelser



Model lille (150-200 mm) **Varenr.:** 20 20 10 / **HMI.nr.:** 40626

Model middel (180-230 mm) **Varenr.:** 20 20 20 / **HMI.nr.:** 49837

Dobbelt Y er udviklet i samarbejde med Sclerosehospitalet i Ry.

Nakkestøtte, elektrisk vandret



Nakkestøtte, elektrisk vandret er udviklet til brugere med specifikke krav til optimal støtte af hoved/nakke og med **behov for selvstændigt, at kunne justere nakkestøtten** eksempelvis via kørestolens joystick.

Nakkestøtten har elektrisk Frem/Tilbage justering.

Der er mulighed for, at kombinere nakkestøtten med en tip-funktion, således nakkestøtten kan tippes bagover og give adgang til brugerens skuldre/hoved i evt. en behandlingssituation.

Ring for nærmere oplysninger om tip-funktionen.



Nakkestøtte i
Tilbage position



Nakkestøtte i
Frem position



Nakkestøtte i
Frem position


Varenr.: 20 84 00 / **HMI.nr.:** 72197

Nakkestøtte, elektrisk vandret



Den elektriske nakkestøtte vises her med kip-funktion, hvor hele nakkestøtten tippes bagover og giver mulighed for, at kunne komme til brugeren bagfra i en behandlingssituation som f.eks.:

Massage
Hårpleje
Frisør m.v.



Computerarm Type 4



Computerarm Type 4

er udviklet til brugere, der har behov for placering af kommunikations udstyr som f.eks. Øjenstyring.

Computerarm Type 4 placeres på siden af kørestolen og kan positioneres både **op/ned** samt justeres i afstanden **frem/tilbage**.



Computerarm Type 4 er meget anvendelige til f.eks. ALS patienter og andre brugere med samme problemstilling.

Varenr.: 60 00 40 / HMI.nr.: 81310

Computerarm Type 4



Computerarm Type 4 placeres passivt i holder bagpå ryglænet, så der er let adgang ud og ind i stolen.

Ved tilkøb af LX-hoved vil kommunikationsudstyret kunne positioneres i alle retninger.




Passiv placering



Der er mulighed for, at etablere et kommunikationsudstyret.

Computerarm Type 8



Der er mulighed for, at etablere el til kommunikationsudstyret.

Computerarm Type 8

er til montering på kørestole.

Computerarmen monteres typisk på stoleryggen, hvorefter computerens placering og indstilling følger siddestillingen.

Brugeren kan ved hjælp af f.eks. Joystick menu eller en **0/1 kontakt** let indstille skærmens højde position i et område på 200-350 mm og derved opnå en optimal indstilling af skærmen. Derudover kan brugeren køre ind ved et bord.

Computerarmen svinges op og bag over ryggen til en passiv position der giver et simpelt og hurtigt skift mellem aktiv og passiv position, hvor brugerindstillingerne bevares.

I passiv position er der let adgang til at komme ud og ind i stolen samt de øvrige nødvendige servicefunktioner.

Løsningen kan anvendes til alle typer af kommunikationsudstyr.

Der er mulighed for at lave en 35 gr. sving-ud funktion.

Computerarm Type 8



Computeren og armen er hver for sig aftagelige uden brug af værktøj.



Et panel placeret bruger-venligt for hjælper og personale. Sikre let betjening og giver stor drift sikkerhed.



Kontakt til justering af skærmens position.

Der er beskyttet kabeltræk til beskyttelse af ledninger, så de ikke rives løs.

Varenr.: 60 00 80
HMI.nr.: 64304

Mobilstander



Varenr.: 33 00 00 / **HMI.nr.:** 72215

Mobilstanderen er udviklet til brugere der har behov for, at have kommunikationsudstyr foran sig enten siddende eller liggende.

LX Armen kan positioneres i alle retninger og kan let og ubesværet indstilles uden brug af værktøj og justeres til individuelt brug til forskellige behov i løbet af dagen.

LX Arm bordmodel



Varenr.: 66 00 10
HMI.nr.: 72178

LX Arm bordmodel er en relativ simpel løsning til fastgørelse af computere på en bordkant.

LX Armen fastgøres på en bordkant med en fingerskrue. Computeren monteres på armen med et quickbeslag.

Computeren kan vinkles og vippes i alle retninger.

ALT ER MULIGT

Jysk Handi har siden 1990 udviklet og produceret hjælpemidler til fysisk- og psykisk handicappede.

Jysk Handi har et bredt sortiment af standardprodukter indenfor kommunikationshjælpemidler, rehab og senge.

Jysk Handi laver alle typer af individuelle hjælpemidler indenfor specialløsninger.

www.jyskhandi.dk

Har du spørgsmål, så ring endelig på **86 99 65 00** - vi sidder klar til, at hjælpe dig!



JYSK HANDI

Hornbjergvej 11
8543 Hornslet
+ 45 86 99 65 00
mail@jyskhandi.dk
www.jyskhandi.dk



Rasmus Henriksen

Vi ses på

WWW.JYSKHANDI.DK