

Muskelkontakt



Muskelkontakten er en 0/1-kontakt som bruger piezo-sensor til at opfange selv de mindste bevægelser fra en muskel på kroppen, helt ned til f.eks. at vippe med et øjenbryn.

Sensoren placeres på personen ved hjælp af det medfølgende velcrobånd. Den lille følsomme sensor mellem huden og velcrobåndet opfanger en hver form for pres der kommer fra musklerne, og omdanner det til en 0/1-kontakt.

Justeringen for følsomheden foretages med en drejeknap, og der er mulighed for at lægge en forsinkelse ind på op til 2 sekunder for at undgå fejlaktiveringer.

Muskel-kontakten kan tilsluttes alle eksisterende tryghedsalarmer og plejehjemsanlæg, eller andre former for kaldesystemer.

Specifikation:

Mål: 25mm x 60mm x 107mm

Mål på sensor: 20mm i diameter

Stik: 3,5mm jack mono

Batteri: 9V Alkaline

Max: 24V og 0,25A

Model	Vare nr.:	HMI nr.:
Muskelkontakt	45 30 10	35555

